

## جهاز

# NovaSeq™ 6000Dx

قوة اكتشاف هائلة في منصة التسلسل  
الخاضعة لتنظيم إدارة الغذاء والدواء  
(FDA) والحاصلة على علامة CE

- أوضاع تشغيل مزدوجة لإجراء اختبار التشخيص المختبري (IVD) وتطبيقات الأبحاث السريرية دون الحاجة إلى إعادة تشغيل النظام
- متوافقة مع المجموعة التشخيصية لإعداد الحمض النووي DNA مع التخصيب لدى Illumina لعمليات سير العمل الخاصة باستدعاء متغير التشخيص المختبري (IVD) المُستهدف
- خادم DRAGEN المُقترن داخل المنشأة، وترخيص لإدارة عملية التشغيل ولإجراء التحليل الثانوي بشكل متسارع

illumina®

## المقدمة



يُطلق جهاز NovaSeq 6000DX العنان لحقبة جديدة في مجال المختبرات السريرية. يُمكنه إنتاج أكثر من 6 تيرابايت من البيانات في أقل من يومين، كما يُقدم الجيل التالي من تقنيات التسلسل (NGS) ذات معدلات التشغيل العالية الفعالة والقابلة للقياس في منصة خاضعة لتنظيم إدارة الغذاء والدواء (FDA)، وحاصلة على علامة المطابقة الأوروبية (CE) لتطبيقات التشخيص المختبري (IVD) (الشكل 1). يُمكن للمستخدمين تشغيل جهاز NovaSeq 6000DX، من خلال واجهة متكاملة ومُوَحَّدة، إما في وضع التشخيص المختبري (IVD) وإما وضع الاستخدام البحثي فقط (RUO). في وضع التشخيص المختبري (IVD)، يُمكن للمستخدمين الوصول إلى قائمة من التطبيقات السريرية المتزايدة باستمرار في مجالات علم الأورام، والأمراض المعقدة والوراثية وغيرها المزيد. يشمل وضع الاستخدام البحثي فقط (RUO) جميع الميزات القياسية المتوفرة على نظام NovaSeq 6000 كما يدعم الوسائل غير المُصدقة عليها، بما في ذلك تسلسل الجينوم الكامل (WGS)، وتسلسل الإكسوم الكامل (WES)، وتوصيف الترنسكريبتوم وغيرها المزيد. يُوفّر وضع التشغيل المرونة لإجراء اختبار التشخيص المختبري (IVD) والبحث السريري على جهاز واحد. ولزيادة إمكانيات المنصة إلى أقصى حد، تشمل جميع أجهزة NovaSeq 6000DX خادم DRAGEN™ مُقترناً وترخيصاً من أجل إجراء تحليل دقيق وفائق السرعة للبيانات الثانوية. وفيما يتعلّق بالمختبرات السريرية الكبيرة، يفتح جهاز NovaSeq 6000DX إمكانيات جديدة عبر مجموعة من أنواع العينات، وطرق التسلسل والتطبيقات.

الشكل 1: جهاز NovaSeq 6000DX—من خلال استخدام واجهة مستخدم مُوحدة تُتيح تحكماً سلساً لوضعي التشخيص المختبري (IVD) والاستخدام البحثي فقط (RUO) بالإضافة إلى خادم DRAGEN مُخصص لإجراء تحليل البيانات بشكل متسارع، يُقدّم جهاز NovaSeq 6000DX نتائج عالية الجودة لكل من التطبيقات السريرية والبحثية.

### إعداد المكتبة

يُعدّ جهاز NovaSeq 6000DX متوافقاً مع أحدث حلول إعداد المكتبة للتشخيص المختبري (IVD) لدى Illumina من أجل التسلسل المُستهدف باستخدام المجموعة التشخيصية لإعداد الحمض النووي DNA مع التخصيب لدى Illumina. تضمّ هذه المجموعة كيمياء تجزئة وربط العُقَد المبتكرة باستخدام الترانسبوزوم المرتبط بالعُقَد للتوسط في تفاعل التجزئة والربط الموحد. كما تُقدّم المجموعة التشخيصية لإعداد الحمض النووي DNA مع التخصيب لدى Illumina، عند دمجها مع خطوة التهجين

## سير عمل مُبسّط مُكوّن من ثلاث خطوات

تتبع الفحوصات التي تتم على جهاز NovaSeq 6000DX سير عمل متكامل مُكوّنًا من ثلاث خطوات يشمل إعداد المكتبة، وإجراء التسلسل، وتحليل البيانات الثانوي بشكل متسارع بواسطة برنامج الجينومات المؤتمت كلياً DRAGEN (الشكل 2).



الشكل 2: سير عمل جهاز NovaSeq 6000DX — يُمثّل جهاز NovaSeq 6000DX جزءاً من سير عمل متكامل ومكوّن من ثلاث خطوات يشمل إعداد المكتبة، والتسلسل عالي الإنتاجية إما في وضع التشخيص المختبري (IVD) أو وضع الاستخدام البحثي فقط (RUO)، وتحليل البيانات الثانوي بشكل متسارع باستخدام خادم DRAGEN المُقترن.

## تحليل البيانات

بعد اكتمال عملية تشغيل التسلسل، يبدأ مدير التشغيل لدى Illumina تلقائيًا تحليل البيانات باستخدام وحدة التحليل الخاصة بالتطبيق التي يتم تحديدها في أثناء إعداد التشغيل. ويستخدم مدير التشغيل لدى Illumina مقاييس رقمية متعددة لضمان أمان البيانات وخصوصيتها.

### تطبيقات التشخيص المتاحة

في وضع التشخيص المختبري (IVD)، يدعم جهاز NovaSeq 6000Dx التحليل الثانوي داخل المنشأة للتطبيقات التي تُجرى باستخدام المجموعة التشخيصية لإعداد الحمض النووي DNA مع التخصيص لدى Illumina:

- **استدعاء المتغير الجسدي**—يُجرى تسلسل المكتبات التي أُعدت من الحمض النووي الجينومي (gDNA) المستخرج من النسيج المدمج بالبارافين والمثبت بالفورمالين (FFPE) على جهاز NovaSeq 6000Dx لتقديم نتائج نوعية لاستدعاء المتغير الجسدي.
- **استدعاء متغير الخط الجنسي**—يُجرى تسلسل المكتبات التي أُعدت من الحمض النووي الجينومي (gDNA) المستخرج من الدم الكامل على جهاز NovaSeq 6000Dx لتقديم نتائج نوعية لاستدعاء متغير الخط الجنسي.

### أداء استدعاء المتغير

لتقييم دقة استدعاء المتغير في جهاز NovaSeq 6000Dx، تم إعداد المكتبات باستخدام الحمض النووي المستخرج من نسيج الدم الكامل والنسيج المدمج بالبارافين والمثبت بالفورمالين (FFPE) من خلال المجموعة التشخيصية لإعداد الحمض النووي DNA مع التخصيص لدى Illumina. تم تحليل بيانات التسلسل على خادم DRAGEN في جهاز NovaSeq 6000 Dx باستخدام تطبيق المجموعة التشخيصية لإعداد الحمض النووي DNA مع التخصيص لدى Illumina لتحديد مقاييس استدعاء المتغير. تُظهر النتائج أن استدعاء المتغير دقيق بصورة استثنائية لكل من متغير الخط الجنسي والمتغير الجسدي اللذين تم تسلسلها باستخدام كل من مجموعة كواشف NovaSeq 6000Dx S2 ومجموعة كواشف NovaSeq S4 6000Dx إصدار 1.5 (300 دورة) (الجدول 2).

\* بناءً على أحد الفحوصات التمثيلية، تتراوح كميات العينة لعمليات سير العمل الخاصة باستدعاء المتغير ما بين 12 إلى 192 عينة.

الجدول 1: مَعلَومات أداء جهاز NovaSeq 6000Dx —وضع التشخيص المختبري (IVD)<sup>أ،ب</sup>

نوع خلية التدفق	طول القراءة	الإخراج	القراءات مزدوجة الطرفين لكل خلية تدفق	وقت التشغيل	جودة البيانات <sup>ج</sup>
S2	2 × 150 زوجًا قاعديًا	≤ 1 تيرابايت	≤ 6.67 مليارات	≥ 40 ساعة	درجة الجودة ≥ 85% Q30
S4	2 × 150 زوجًا قاعديًا	≤ 3 تيرابايت	≤ 20 مليارات	≥ 45 ساعة	درجة الجودة ≥ 85% Q30

أ. المكتبات التي يتم إنشاؤها باستخدام المجموعة التشخيصية لإعداد الحمض النووي DNA مع التخصيص لدى Illumina.

ب. فيما يتعلّق بمَعلَومات الأداء في وضع الاستخدام البحثي فقط (RUO)، راجع مواصفات نظام NovaSeq 6000.

ج. درجة جودة تبلغ Q30 تتوافق مع معدل خطأ 1 من 1000 قاعدة تم استدعاؤها.

للاستخدام في التشخيص المختبري. لا يتوفّر في بعض المناطق والدول.

الجدول 2: استدعاء المتغير بجهاز NovaSeq 6000Dx

استدعاء المتغير الجسدي				استدعاء متغير الخط الجنسي				معايير القبول	المقياس
خلية التدفق S4		خلية التدفق S2		خلية التدفق S4		خلية التدفق S2			
القيمة المتوسطة	المعدل	القيمة المتوسطة	المعدل	القيمة المتوسطة	المعدل	القيمة المتوسطة	المعدل		
4.07	3.97	1.53	1.423	3.90	3.87	1.51	1.45	$3.0 \leq / 1.0 \leq$	الناتج الإجمالي (تيرابايت)
94.4	94.4	94.5	94.4	94.4	94.2	94.6	94.5	$85 \leq$	إجمالي درجة الجودة Q30
99.78	99.86	99.77	99.73	99.91	99.91	99.91	99.92	$95 \leq$	توافق النسبة الإيجابية لمتغير النيوكليوتيد المفرد (%)
100	99.57	100	96.60	100	99.80	100	99.96	$85 \leq$	توافق النسبة الإيجابية للإدخال (%)
100	100	100	99.97	100	99.82	100	99.88	$85 \leq$	توافق النسبة الإيجابية للحذف (%)
$99.99 <$	$99.99 <$	$99.99 <$	$99.99 <$	$99.99 <$	$99.99 <$	$99.99 <$	$99.99 <$	$99 \leq$	توافق النسبة السلبية (%)
$99.99 <$	$99.99 <$	$99.99 <$	$99.99 <$	$99.99 <$	$99.99 <$	$99.99 <$	$99.99 <$	$99 \leq$	توافق النسبة الإجمالية (%) OPA

الاختصارات: SNV: متغير النيوكليوتيد المفرد، INS: إدخال، DEL: حذف، PPA: توافق النسبة الإيجابية، NPA: توافق النسبة السلبية، OPA: توافق النسبة الإجمالية

## معلومات حول تقديم الطلب

## الملخص

رقم الكتالوج	المنتج
20068232	جهاز NovaSeq 6000Dx
20046931	مجموعة كواشف NovaSeq 6000Dx S2 إصدار 1.5 (300 دورة)
20046933	مجموعة كواشف NovaSeq 6000Dx S4 إصدار 1.5 (300 دورة)
20062292	خرطوشة التخزين المؤقت NovaSeq 6000Dx S2
20062293	خرطوشة التخزين المؤقت NovaSeq 6000Dx S4
20062290	أنبوب المكتبة NovaSeq 6000Dx
20062291	أنبوب المكتبة NovaSeq 6000Dx، 24 حزمة

يُمثل جهاز NovaSeq 6000Dx الخاضع لتنظيم إدارة الغذاء والدواء (FDA) والحاصل على علامة CE المستقبل لتطبيقات التشخيص المختبري عالية الإنتاجية الخاصة بالجيل التالي من تقنيات التسلسل (NGS). يُمكن للمختبرات السريرية الوصول إلى سير عمل مُبسَّط ومكوّن من ثلاث خطوات يضمّ قائمة متزايدة من الفحوصات السريرية التابعة لـ Illumina ولجهاز خارجية، وتسلسل Illumina المُتّبَت، وتحليل البيانات المُسرَّع بالأجهزة باستخدام خادم DRAGEN. يُوفّر جهاز NovaSeq 6000Dx أداءً قائمًا على الابتكار للمختبرات السريرية من أجل إجراء اختبارات التشخيص المختبري (IVD) عالية الإنتاجية وللدفع بقوة الاكتشاف الهائلة سعيًا وراء البحث في أحدث التساؤلات عن التشخيصات والبحث السريري.

## تعرف على المزيد

جهاز NovaSeq 6000Dx،

[illumina.com/systems/sequencing-platforms/novaseq-6000dx.html](http://illumina.com/systems/sequencing-platforms/novaseq-6000dx.html)

## مواصفات جهاز NovaSeq 6000Dx

## بيانات الاستخدام المقصود

### المواصفات

#### المواصفات

#### تكوين الجهاز

جهاز الكمبيوتر وشاشة عرض تعمل باللمس  
إعداد عملية التثبيت والملحقات  
برنامج جمع البيانات وتحليلها

#### كمبيوتر التحكم الخاص بالجهاز

الوحدة الأساسية: Axiomtek MANO525 مع وحدة المعالجة المركزية i7-8700T  
الذاكرة: DDR4 SODIMM بسعة 2 × 8 جيجابايت. محرك القرص الثابت: None  
(لا شيء)  
محرك الأقراص ذو الحالة الصلبة: M.2 2242 بسعة 256 جيجابايت  
نظام التشغيل: Windows 10  
ملاحظة: ستتم ترقية تكوينات جهاز الكمبيوتر بانتظام؛ وتواصل مع مدير الحساب المحلي لديك للتكوين الحالي.

#### بيئة التشغيل

درجة الحرارة: من 19 إلى 25 درجة مئوية (22 درجة مئوية ±3 درجات مئوية)، مع  
تغيير بنسبة > درجتين مئويتين لكل ساعة، الرطوبة: رطوبة نسبية غير مكثفة تتراوح بين  
20 و80%  
الارتفاع: أقل من 2000 متر (6500 قدم)  
التوهية: وحدة حرارية بريطانية/ساعة كحد أقصى ومتوسط 6000 وحدة حرارية  
بريطانية/ساعة للاستخدام الداخلي فقط

#### الليزر

منتج ليزر من الفئة 1 مُدمج به أنواع ليزر من الفئة 4: 532 نانومترًا، 660 نانومترًا،  
780 نانومترًا، 790 نانومترًا

#### الأبعاد

العرض × العمق × الارتفاع: 80.0 سم (31.5 بوصة) × 94.5 سم (37.2 بوصة) ×  
165.6 سم (65.2 بوصة) مع شاشة مراقبة.  
الوزن: 481 كجم (1059 رطلاً)، تشمل 3.5 كجم (7.8 أرطال) لصينية التسرب و0.9  
كجم (رطلان) للوحة المفاتيح والماوس، وزن الصندوق المشحون: 628 كيلو جرامًا (1385  
رطلاً)

#### متطلبات الطاقة

200 - 240 فولت تيار متردد، تردد 60/50 هرتز، شدة 16 أمبير، مرحلة واحدة،  
2500 واط  
تُوفّر Illumina مصدر طاقة غير منقطع خاصًا بكل منطقة

#### نظام تحديد الهوية باستخدام موجات الراديو (RFID)

التردد: 13.56 ميغا هرتز  
الطاقة: إمداد تيار مباشر بجهد 3.3 فولت ± 5%، وتيار بشدة 120 ملي أمبير، وطاقة إخراج  
التردد اللاسلكي 200 ملي واط

#### اتصال الشبكة

اتصال مخصص بسرعة 1 جيجابايت بين الجهاز ونظام إدارة البيانات. يُمكنك الاتصال مباشرةً  
أو عبر الشبكة.

#### النطاق الترددي للاتصال بالشبكة

جهاز بسرعة 200 ميجابايت/ثانية لتحميلات الشبكة الداخلية  
جهاز بسرعة 200 ميجابايت/ثانية لتحميلات مركز التسلسل BaseSpace  
جهاز بسرعة 5 ميجابايت/ثانية لتحميلات البيانات التشغيلية الخاصة بالجهاز

### الاستخدام المقصود لجهاز NovaSeq 6000Dx (الولايات المتحدة)

يُعدّ جهاز NovaSeq 6000Dx مُخصصًا لإجراء التسلسل المستهدف لمكتبات  
الحمض النووي من الحمض النووي للجينومات البشرية المُستخرج من نسيج دم كامل  
محيطي أو نسيج مدمج بالبارافين ومثبت بالفورمالين (FFPE) عند الاستخدام مع  
فحوصات التشخيص المختبري (IVD). ثم إن جهاز NovaSeq 6000Dx غير  
مُخصص لإجراء تسلسل الجينوم الكامل أو تسلسل جديد. يُعدّ جهاز NovaSeq  
6000Dx مُخصصًا للاستخدام مع برنامج تحليلي وكواشف تشخيص مختبري  
(IVD) مُحددة مُسجّلة، أو مُصدّق عليها، أو مُعتمدة.

### الاستخدام المقصود لجهاز NovaSeq 6000Dx (الاتحاد الأوروبي/أخرى)

يُعدّ جهاز NovaSeq 6000Dx مُخصصًا لإجراء التسلسل لمكتبات الحمض  
النووي عند استخدامها في فحوصات التشخيص المختبري (IVD). يُعدّ جهاز  
NovaSeq 6000Dx مُخصصًا للاستخدام مع برنامج تحليلي وكواشف تشخيص  
مختبري (IVD) مُحددة مُسجّلة، أو مُصدّق عليها، أو مُعتمدة.

**illumina®**

الهاتف المجاني 1.800.809.4566 (الولايات المتحدة) | رقم الهاتف 1.858.202.4566

techsupport@illumina.com | www.illumina.com

حقوق الطبع والنشر © لعام 2022 محفوظة لصالح شركة Illumina, Inc. جميع الحقوق محفوظة.

جميع العلامات التجارية ملك لشركة Illumina, Inc. أو أصحابها المعنيين. للحصول على معلومات

محددة حول العلامات التجارية، راجع [www.illumina.com/company/legal.html](http://www.illumina.com/company/legal.html).

M-GL-00766 ARA v3.0